

動物用 ICU (O₂保温ケージ)

Menix

Marmos 3



マーモス スリー



画像 : S1/2 タイプ (キャスター付き架台、マルチハンガー)

暖房温度設定 : 环境温度 ~ 38℃ ※冷房機能無
酸素濃度設定 : 21% ~ 50%
酸素校正 : 酸素センサーを出力基準値 (21%) に校正
換気口制御 : 換気モード切替 ON/OFF
[ON : 定周期換気、OFF : 換気ハッチ常時閉止]
殺菌灯 : ON / OFF

LED 照明 : ON / OFF
寸法 : L1/2 タイプ W630×D680×H970mm
S1/2 タイプ W630×D680×H760mm
入力電源 : AC100 ~ 240V
オプション : キャスター付き架台 (W630×D660×H810mm)
ステンレススノコ、マルチハンガー

Menix 株式会社 **東京メニックス**

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町 2-1442-8

TEL : 04-2923-8841 FAX : 04-2923-8864

<http://www.t-menix.com>

E-mail : info@t-menix.com



Website